

Link do produktu: <https://dobasenu.pl/jasol-solid-1kg-320-tabletek-dezynfekcja-basen-studnie-weterynaria-sluzba-zdrowia-wodociagi-itd-p-24.html>

JASOL SOLID 1KG - 320 TABLETEK - dezynfekcja basen, studnie, weterynaria, służba zdrowia, wodociągi itd.

Cena	500,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	12002
Kod producenta	12002

Opis produktu

JASOL SOLID 1KG - 320 TABLETEK - dezynfekuje, odplamia, zmiękcza, odświeża, wybiela.

JASOL SOLID PREPARAT DEZYNFEKCYJNY DO POWIERZCHNI, PRAKTYCZNY O SZEROKIM ZAKRESIE DZIAŁANIA:

bakteriobójczym
grzybobójczym
wirusobójczym
prątkobójczym

Pozwalając na precyzyjne dawkowanie, a więc ekonomiczne preparat w tabletkach jest prosty w użyciu, łatwy do transportu i wygodny w przechowywaniu. Dzięki musującemu działaniu tabletki rozpuszcza się natychmiast, więc łatwe i szybkie dozowanie, niski koszt roztworu i oszczędność czasu.

Skład

Tabletka o masie 3,2 g zawiera 1,5 g CHLORU AKTYWNEGO 100 g zawiera następujące ilości 86,80 % dichloroizocyjanuranu sodu, dihydrat.

OKRES WAŻNOŚCI PREPARATU 3 LATA, PO OTWARCIU 14 MIESIĘCY

Pozwolenie NR 0611/04 na obrót produktem biobójczym – tabletki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni i sprzętów w zakładach opieki zdrowotnej, powierzchni mającej kontakt z żywnością, dezynfekcji wody do picia i w basenach kąpielowych oraz w higienie weterynaryjnej.

SŁUŻBA ZDROWIA – CZAS DZIAŁANIA 15 MINUT

Stężenie aktywnego chloru spektrum:	0,18% - 1000 ppm B, F, V 15 min	0,36% - 2145 ppm B, Tbc, V, F 15 min	1,08% - 6070 ppm B, Tbc, V, F (Z) 15 min	1,80% - 10000 ppm B, Tbc, V, F (Z) 15 min
	(powierzchnie czyste)	(powierzchnie czyste)	(powierzchnie zanieczyszczone organicznie)	(powierzchnie zanieczyszczone organicznie)
	1 tab. / 1,5 l wody	1 tab. / 700 ml wody	1 tab. / 250 l wody	1 tab. / 150 l wody
	2 tab. / 3,0 l wody	2 tab. / 1,4 l wody	2 tab. / 500 l wody	2 tab. / 300 l wody
	3 tab. / 4,5 l wody	3 tab. / 2,1 l wody	3 tab. / 750 l wody	3 tab. / 450 l wody
	4 tab. / 6,0 l wody	4 tab. / 2,8 l wody	4 tab. / 1,0 l wody	4 tab. / 600 l wody

5 tab. / 7,5 l wody	5 tab. / 3,5 l wody	5 tab. / 1,25 l wody	5 tab. / 750 l wody
6 tab. / 9,0 l wody	6 tab. / 4,2 l wody	6 tab. / 1,5 l wody	6 tab. / 900 l wody
7 tab. / 10,5 l wody	7 tab. / 4,9 l wody	7 tab. / 1,75 l wody	7 tab. / 1,05 l wody
8 tab. / 12,0 l wody	8 tab. / 5,6 l wody	8 tab. / 2,0 l wody	8 tab. / 1,2 l wody
9 tab. / 13,5 l wody	9 tab. / 6,3 l wody	9 tab. / 2,25 l wody	9 tab. / 1,35 l wody
10 tab. / 15,0 l wody	10 tab. / 7,0 l wody	10 tab. / 2,5 l wody	10 tab. / 1,5 l wody

PRZETWÓRSTWO ROLNO - SPOŻYWCZE I ŻYWIENIE ZBIOROWE

Powierzchnie zmywalne: podłogi, kafelki, ściany, drzwi, windy, itp.
2 tabl. na 10 litrów wody - po dezynfekcji spłukać czystą wodą.

WODOCIĄGI I KANALIZACJI W ZBIORNIKACH WODNYCH, SIECI WODNEJ WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ, UJĘĆ GŁĘBINOWYCH, INSTALACJI HYDROFOROWEJ ORAZ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ.

JASOL SOLID mogą być stosowane do :

- Ujęć wodociągowych na stacjach uzdatniania
- Filtrów otwartych
- Urządzeń stosowanych w procesie uzdatniania wody
- Mycia szkła laboratoryjnego
- Pojemników i cystern do transportu wody pitnej
- Kratek na oczyszczalni ścieków
- Rowów asenizacyjnych na oczyszczalni ścieków

ZALETY JAKIE POSIADA TABLETKA:

- przy zetknięciu z wodą niewyczuwalny zapach chloru
- stałość kompozycyjna tabletki jest utrzymana dłużej niż 3 lata.
- neutralność pH (6 do 10), która wpływa na stabilność roztworu.
- zdolność oczyszczania 4 razy większa niż jawnego w płynie (podchlorynu sodu)
- podczas rozpuszczania tabletki cały zachowany w niej chlor jest uaktywniony.
- zdolność bakteriologiczna jest wydajna – nie jest atakowana przez jakiegokolwiek detergent.
- istniejąca w niej molekula chloru (kwasu izaocyjanurowego) zapobiega rozprowadzaniu się chloru pod wpływem promieni UV.
- tabletki wykazują się bardzo wysoką skutecznością, trwałością, czystością i stabilnością chemiczną.
- brak wytrącania się osadu mającego związek ze składem chemicznym tabletek.
- bardzo łatwe w stosowaniu i magazynowaniu.

Wodę przeznaczoną do spożycia dezynfekować w zależności od zapotrzebowania wody na chlor, po 30 min. kontakcie z preparatem, pozostały chlor wolny w wodzie nie może przekroczyć 0,3 mg/L.

Instalacje i urządzenia wodociągowe oraz studnie, dezynfekować w zależności od rodzaju zanieczyszczeń stanu i charakteru sieci.

Dawki minimalne 10 krotnie większe niż do dezynfekcji wody.

STUDNIE:

Dawkowanie : 2 tabl. na 1 m³ tygodniowo bezpośrednio do wody
- skażoną bakteriologicznie wodę należy zdezynfekować zwiększając 10 krotnie ilość tabletek na 1m³ tj. 20 tabletek na okres min. 30 minut.
po zdezynfekowaniu wodę wypompować i napełnić.

BASENY, PŁYWALNIE:

Dawkowanie baseny otwarte:

2 tabl. na 1 m³ w tygodniu bezpośrednio wokół basenu

Dawkowanie pływalnie kryte:

Chlorowanie wody tabletkami w basenach krytych stosuje się specjalne dozowniki (hermetycznie zamknięte)

Zakres dozowania roztworu trzeba korygować w zależności od obciążania obiektu oraz odczytów zawartości wolnego chloru w wodzie. Tabletki mogą być bezpośrednio stosowane na niekłą wyłożoną folią PCV i nie odbarwiają folii, niszcząc przy tym glony.

WETERYNARIA

Zastosowanie w praktyce weterynaryjnej m.in.

- do odkażania, zgodnie z wymogami producenta, powierzchni i obiektów w hodowli wszystkich gatunków zwierząt, a także wyposażenia lekarskiego i sprzętu zootechnicznego.

Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach nr 2422 / 2003/ZM

PREPARAT NAJNOWSZEJ TECHNOLOGII

Stanowiąc alternatywę dla preparatów zwierających toksyczne aldehydy. Tabletki w stężeniu rzędu 700-1000 ppm – 1 tabletki na 2000 ml wody może być stosowana w obecności zwierząt, przy zapewnieniu jednoczesnego wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń.

BEZ OBECNOŚCI SUBSTANCJI ORGANICZNYCH

- 1 tabletki na 1000 ml wody, (stężenie 1517 ppm aktywnego chloru)

Działanie: bakteriobójcze na gładkiej powierzchni terakoty.

- 1 tabletki na 700 ml wody (stężenie 2167 ppm aktywnego chloru)

Działanie: pełna dezynfekcja powierzchni bez względu na jej rodzaj

(z wyjątkiem prątków)

- 1 tabletkę na 500 ml wody (stężenie 3035 ppm aktywnego chloru)
Działanie: pełna dezynfekcja powierzchni bez względu na jej rodzaj oraz działanie prątkobójcze.

W OBECNOŚCI SUBSTANCJI ORGANICZNYCH

- 1 tabletkę na 700 ml wody (stężenie 2167 ppm aktywnego chloru)
Działanie: pełna dezynfekcja powierzchni bez względu na jej rodzaj oraz działanie prątkobójcze.
- 1 tabletkę na 200 ml wody (stężenie 6070 ppm aktywnego chloru)
Działanie: całkowite odkażenie brudnych powierzchni bez względu na ich strukturę.

UNIWERSALNE PRZEZNACZENIE

- łazienka / 1 tabletkę - na wannę
- WC / 1 tabletkę - na miskę ustępową
- kuchnia / blat, zlewozmywak, lodówka -1 tabletkę - 5 litrów wody
- ściany, podłogi, meble, sprzęt gospodarstwa domowego /2 tabletki -10 litrów wody
- pojemniki na śmieci / 2 tabletki -10 litrów wody

ZASTOSOWANIE PRZY PRANIU W PRÁLKACH

- pralka domowa / 1 tabletkę na początku cyklu prania z detergentem (do pojemnika na detergent), (w zależności od pożądanego stopnia wybielenia, dozowanie można zwiększyć)
- pralka przemysłowa / 1 tabletkę na wsad 4 kg (lub na 7 litrów wody) na początku prania (do pojemnika na detergent).
W zależności od stopnia i/lub charakteru zabrudzenia oraz pożądanego stopnia wybielenia, dozowanie można zwiększyć (do 3 tabl. na 4 kg wsadu lub 7 l wody).

Tabletkę JASOL SOLID można stosować ze wszystkimi proszkami lub płynami do prania dostępnymi w handlu.

ZASTOSOWANIE W ZMYWARKACH

- zmywarka domowa / 1 tabletkę na dno zbiornika przed cyklem mycia.
- zmywarka przemysłowa / 1 tabletkę na dno zbiornika na 25 litrów pojemności.